

**Punta para Pipeta Automática 1-200 uL - Amarillo - Universal. Globe Scientific (USA).**

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<p><b>Imagen:</b></p>	
<p><b>Referencia Interna:</b></p>	<p>GB 152143</p>
<p><b>Descripción:</b></p>	<p>Punta de pipeta amarilla, universal para volúmenes de líquido entre 1,0 y 200 ul.</p>
<p><b>Aplicaciones (Uso):</b></p>	<p>Aspirar o dispensar líquidos entre 1.0 y 200 ul</p>
<p><b>Materiales:</b></p>	<p>Polipropileno (PP)</p>
<p><b>Beneficios:</b></p>	<p>Compatible con una amplia variedad de pipetas automáticas. Fabricada en polipropileno virgen</p>
<p><b>Presentaciones:</b></p>	<p>Disponible en Bolsa * 1000 o rack * 5 racks* 200 puntas</p>
<p><b>Origen:</b></p>	<p>Estados Unidos</p>