




Tubo PP, Fondo Redondo 50 ml, Estéril Con Tapa Rosca, Graduado Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<p>Imagen:</p>	
<p>Referencia Interna:</p>	<p>GB 6241</p>
<p>Descripción:</p>	<p>Tubo para centrifuga fondo cónico con capacidad para 50 ml, tapa rosca roja, con graduaciones impresas que incrementan cada 5 ml. Estéril</p>
<p>Aplicaciones (Uso):</p>	<p>Centrifugación, almacenamiento de líquidos y/o muestras</p>
<p>Materiales:</p>	<p>Tubo: Polipropileno (PP) Tapa: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)</p>
<p>Dimensiones:</p>	<p>Altura : 100 mm Diámetro: 17 mm</p>
<p>Beneficios:</p>	<p>Libres de DNAsa y RNAsa Estéril Resiste procesos de centrifugación de 10,000 RCF (12,320 x g) Incluye área de escritura</p>
<p>Presentaciones:</p>	<p>Disponible en volumen de 50 y 15 ml</p>
<p>Origen:</p>	<p>Estados Unidos</p>

