



Gradilla Biobox 81 (PC) para Almacenamiento de Crioviales de 1.0 & 2.0 ml. 81 Posiciones (9*9). Azul. No Estéril. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia interna	GB 3040B
Descripción:	Caja con gradilla interna color azul de 81 posiciones en formato 9x9 para almacenar viales de 1.0 y 2.0 ml, tapa impresa. No estéril
Aplicaciones (Uso):	Usada para sostenimiento de viales de 1.0 ml y 2.0 ml
Materiales:	Policarbonato (PC)
Dimensiones:	Largo :132 mm x ancho: 132 mm x Alto 52mm
Beneficios:	<ul style="list-style-type: none"> -Su fabricación en Policarbonato (PC) le confiere resistencia a temperaturas entre -196 °C a +121 °C. -Tapa transparente para visualización del contenido -Tapa impresa con números para facilitar la identificación de la muestra. -Dispone de dos esquinas en ángulo para garantizar la alineación correcta de los números de pozo. -Autoclavable a +121 °C, 15 psig (1 bar) durante 20 minutos. -Disponibile para estantes de almacenamiento de acero inoxidable.
Presentaciones:	Disponible en presentaciones de 25, 81 y 100 posiciones. En colores variados
Origen:	Estados Unidos