



**Tubo para centrifuga, Fondo Cónico 50 ml, Con Tapa Rosca Azul, Graduado, No Estéril. Globe Scientific (USA).**

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

|                            |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Imagen:</b>             |                                                                                                |
| <b>Referencia Interna:</b> | GB 6287                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción:</b>        | Tubo para centrifuga fondo cónico con capacidad para 50 ml, tapa rosca azul, con graduaciones impresas en negro que incrementan cada 5 ml, no estéril.                          |
| <b>Aplicaciones (Uso):</b> | Centrifugación, almacenamiento de líquidos y/o muestras                                                                                                                         |
| <b>Materiales:</b>         | Tubo: Polipropileno (PP)<br>Tapa: Polipropileno (PP)                                                                                                                            |
| <b>Dimensiones:</b>        | Altura : 115 mm<br>Diámetro: 30 mm                                                                                                                                              |
| <b>Beneficios:</b>         | Resistente a fugas<br>Área blanca de escritura<br>Velocidad de centrifugación: 8500 RCF<br>Resistente a temperaturas de -20°C a 121°C<br>Tubo y tapa autoclavables por separado |
| <b>Presentaciones:</b>     | Disponible en volumen de 50 y 15 ml                                                                                                                                             |
| <b>Origen:</b>             | Estados Unidos                                                                                                                                                                  |