



**Tubo PP, Fondo Cónico 15 ml Estéril, Con Tapa Rosca Azul, Graduado. Globe Scientific (USA).**

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Referencia Interna:</b> | GB 6285  |
| <b>Descripción:</b>        | Tubo para centrifuga con capacidad para 15 ml, tapa rosca azul, con graduaciones impresas en negro que incrementan cada 1 ml, estéril  |
| <b>Aplicaciones (Uso):</b> | Centrifugación, almacenamiento de líquidos y/o muestras  |
| <b>Materiales:</b>         | Tubo: Polipropileno (PP)<br>Tapa: Polipropileno (PP)   |
| <b>Dimensiones:</b>        | Altura : 120 mm<br>Diámetro: 17 mm   |
| <b>Beneficios:</b>         | Resistente a fugas<br>Resistente a químicos, material hidrofóbico<br>Área blanca de escritura<br>Velocidad de centrifugación: 8500 RCF<br>Resistente a temperaturas de -20°C a 121°C<br>Tubo y tapa autoclavables por separado |
| <b>Presentaciones:</b>     | Disponible en volumen de 50 y 15 ml  |
| <b>Origen:</b>             | Estados Unidos   |