




**Tubo PE, Fondo Cónico 12 ml (16 X 100 mm), Graduado. Globe Scientific (USA)**

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Imagen:</b>             |   |
| <b>Referencia Interna:</b> | GB 112010  |
| <b>Descripción:</b>        | Tubo graduado de fondo cónico y boca ancha con capacidad para 12 ml, graduado en 0.5, 1, 2, 5 y 10mL. No estéril, no autoclavable.                       |
| <b>Aplicaciones (Uso):</b> | Centrifugación de muestras líquidas principalmente orina   |
| <b>Materiales:</b>         | Poliestireno (PE)  |
| <b>Dimensiones:</b>        | 16 x 100mm (12 ml)   |
| <b>Beneficios:</b>         | Permite velocidades de centrifugación de 1500RCF<br>Permite estandarización del volumen de sedimento urinario<br>Resistente a temperaturas de hasta 90°C |
| <b>Presentaciones:</b>     | Caja * 2000 (4 Bolsas * 500)   |
| <b>Origen:</b>             | Estados Unidos   |





