

Punta para Pipeta 0,1-10 ul, Universal, baja retención, 31 mm, Color Natural. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 150030
Descripción:	Punta de pipeta universal, baja retención, color natural, certificada, 31 mm.No estéril
Aplicaciones (Uso):	Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 0.1-10 ul
Materiales:	Polipropileno grado virgen (PP)
Dimensiones:	Longitud: 31 mm
Beneficios:	<ul style="list-style-type: none"> •Al ser universal, se adapta a las marcas de pipetas más populares. •Certificada Libre de RNasa, DNasa y pirógenos, disponibles para procedimientos de biología molecular. •Superficie hidrófoba que se consigue mediante el uso especial resinas y equipos de moldeo de última generación •Punta ideal para mínima retención de muestra o reactivo
Presentaciones:	Disponibles en volúmenes
Origen:	Estados Unidos