



Punta para Pipeta Con Filtro 0,1-20 ul, Estéril, Certificada, Universal, 45 mm Graduada, Color Natural. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 150805
Descripción:	Punta de pipeta con filtro, de 45 mm de longitud, universal, certificada, baja retención, estéril, no autoclavable.
Aplicaciones (Uso):	Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 0.1-20 ul
Materiales:	Punta en Polipropileno (PP) y Filtro en Polietileno (PE).
Dimensiones:	Longitud: 45 mm
Beneficios:	<p>Compatible con una amplia variedad de pipetas automáticas. Estéril y empacada en caja con tapa abatible. Libre de RNasa, DNasa y pirógenos e inhibidores de PCR Mediciones exactas El filtro brinda protección a las muestras y a la pipeta de contaminación Superficie hidrófoba que se consigue mediante el uso especial resinas y equipos de moldeo de última generación La superficie hidrófoba interna optimiza el flujo de líquido para una máxima recuperación de la muestra</p>

Presentaciones:	Disponibles en volúmenes de 0.1 - 10uL, 1-50uL, 1-100uL, 1-200uL, 1-1000uL, 1250uL
Origen:	Estados Unidos

www.labcarecolombia.com +57 3106888259 ventas@labcarecolombia.com