



Lámina Múltiple Tipo Kova para Uroanálisis. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

| | |
|----------------------------|---|
| Imagen: |  |
| Referencia Interna: | GB 3800 |
| Descripción: | Lámina portaobjetos y cubreobjetos a la vez con diez cámaras separadas, cada una con cuadrícula de 81 cuadrados bien definidos y medidos previamente para contener un volumen estándar de 6,3 ul. |
| Aplicaciones (Uso): | Lectura microscópica de elementos celulares en muestras. |
| Materiales: | Acrílico ópticamente claro |
| Dimensiones: | Cuadrícula: Area: 63mm ² Volume: 6.3μL |
| Beneficios: | <ul style="list-style-type: none"> • Lectura estandarizada y cuantitativa de elementos celulares. • Disposición de 10 muestras en una sola placa. • No requiere lámina cubreobjetos. • Disponible para lectura de diferentes líquidos corporales. • Cada cámara tiene pozos de desbordamiento para el exceso de orina para evitar la contaminación cruzada. • La capilaridad permite la distribución uniforme del sedimento dentro de la cámara |
| Presentaciones: | Caja x 100 slides |
| Origen: | Estados Unidos |

