



Labcare
de Colombia



RIQAS

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) CYFRA 21-1

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RA RQ9175
Número de Mensurandos Evaluados:	Hasta 1
Número de Equipos Evaluados:	Hasta 5
Número de Muestras por Ciclo:	12
Informes Disponibles:	Rutina - Uno por Muestra Evaluada Final de Ciclo - Uno por ciclo
Meses de Inicio de Ciclo:	Marzo
Mensurandos Disponibles	
CYFRA 21-1 (Citoqueratina 19)	
Características de la Muestra:	Volumen de 1.0 ml Liofilizada Almacenar de 2° a 8°C No Reactiva para HBsAg- HCV y HIV 1/2 Evalúa niveles de decisión clínicamente relevantes Concentración Desconocida
Periodicidad de Procesamiento:	Mensual
Reporte de Resultados:	Internet - Portal RIQAS Net
Oportunidad del Reporte:	Hasta 72 Horas a Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media De Comparación (Instrumento y Todos Los Métodos) Grafica De Levey Jennings (Media- SDPA- SDI- RMSDI) Um (Incertidumbre De La Medición) Criterios de Aceptabilidad SDI
Respaldo Regulatorio:	N/A
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Reino Unido