



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Bartonella. RCPAQAP (Australia).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	RCP 20490102
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	3
Eventos por Año:	1
Meses de Participación:	Abril
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Final
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Bartonella IgG Bartonella IgM Bartonella anticuerpos totales	
Características de la Muestra:	Volúmen: 0,3 mL. Suero/Plasma. Requisitos de almacenamiento: - 20°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal myQAP
Oportunidad del Reporte:	Informe final - 20 días
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Comparación por concordancia Mediana - SD - CV Resumen de desempeño actual y acumulado. Revisión de caso Histograma
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - NATA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Australia