




Tiras Quick Snap para PCR de 8 tubos con tapas individuales adjuntas . Color natural Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB PCR-QS-02F
Descripción:	Tiras de 8 tubos de 0,2 ml con tapa adjunta individualizada en ángulo de 45°, color natural
Aplicaciones (Uso):	Aplicaciones en PCR y Ppcr
Beneficios:	<p>Color natural</p> <p>Excelente claridad para visualización de su contenido</p> <p>Se separan fácilmente para personalizarlas en tiras más pequeñas o usarlas en múltiples análisis.</p> <p>Tapas en ángulos de 45° para evitar interferencias entre sí cuando se utilizan en bastidores de formato SBS</p> <p>Diseño de pared ultra-delgada (solo 0,2 mm de espesor) para una transferencia óptima de temperatura</p> <p>Certificado libre de DNasa, RNasa, ADN humano, inhibidores de PCR detectables y probado como libre de pirógenos</p> <p>Tapas planas ópticamente transparentes que garantizan el paso de la señal de fluorescencia</p>
Presentaciones:	Disponible en tiras de 8 tubos de 0,1ml y tubos de perfil bajo
Origen:	Estados Unidos