

Asa Redonda Estéril 10/1 uL. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>Imagen:</p> |  |
| <p>Referencia Interna:</p> | <p>GB 2810</p> |
| <p>Descripción:</p> | <p>Asa de inoculación desechable para siembra cómoda y segura en medios de cultivo.</p> |
| <p>Aplicaciones (Uso):</p> | <p>Usada en la siembra de medios de cultivo</p> |
| <p>Materiales:</p> | <p>Poliestireno (PS)</p> |
| <p>Dimensiones:</p> | <p>Bucle de 10ul</p> |
| <p>Beneficios:</p> | <ul style="list-style-type: none"> •Certificado de calibración incluido. •Esterilizado con rayos gamma. •Material fuerte y rígido para proporcionar estrías cómodas, estables y uniformes •Estéril |
| <p>Presentaciones:</p> | <p>Disponible en 1 uL, 10 uL y 10/1uL</p> |
| <p>Origen:</p> | <p>Estados Unidos</p> |