



**Tubo PP 50 ml, Con Tapa Rosca Roja, Graduacion Impresa. Fondo Cónico. Auto-
Standing. Estéril. Globe Scientific (USA).**

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 6256
Descripción:	Tubo tapa de rosca de 50 ml, estéril, fondo cónico, con tapa adjunta roja y marcas de graduación impresas en blanco.
Aplicaciones (Uso):	Centrifugación, transporte, almacenamiento de líquidos y muestras
Materiales:	Tubo en Polipropileno (PP) Tapa: Polietileno de Alta Densidad (HDPE)
Dimensiones:	Altura: 115 mm Diámetro: 30 mm
Beneficios:	Resistentes a fugas Libres DE RNasa/DNasa y pirógenos. Autosostenible Área de escritura blanca esmerilada Resistente a velocidades de centrifugación de 5000rpm Autoclavable sin tapa
Presentaciones:	Disponible también con capacidad para 30ml
Origen:	Estados Unidos