



Contenedor Plástico de Uso General en el Laboratorio, 5700 ml. Tapa Separada. Blanco. Globe Scientific (USA).

### Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia Interna:</b>	GB 270190
<b>Descripción:</b>	Contenedor plástico blanco con capacidad para 5700 ml (190oz) con tapas a presión planas y apilables.
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Recolección, almacenamiento, transporte de líquidos, muestras biológicas, incluyendo muestras de histología y patología, fluidos, polvos y sólidos.
<b>Materiales:</b>	Polipropileno (PP) Tapa en Poliestireno (PS)
<b>Dimensiones:</b>	Altura: 21.0 cm Diámetro: 20.3 cm
<b>Beneficios:</b>	Tapas a presión resistentes a fugas, lo que facilita el almacenamiento a largo plazo. Tapa a presión fabricada en Poliestireno (PE) con revestimiento interior diseñado para comprimirse contra las paredes superiores del recipiente, proporcionando un sello hermético. Almacenamiento a temperatura ambiente.
<b>Presentaciones:</b>	Disponible para volúmenes de 240ml, 480ml, 960ml, 1920ml, 2580ml, 5160ml
<b>Origen:</b>	Estados Unidos

[www.labcarecolombia.com](http://www.labcarecolombia.com) +57 3106888259 [ventas@labcarecolombia.com](mailto:ventas@labcarecolombia.com)