

Tubo PP Fondo Redondo 12*75 mm, 5.0 ml, Ambar. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

| | |
|-----------------------------------|--|
| <p>Imagen:</p> |  |
| <p>Referencia Interna:</p> | <p>GB 110441AM</p> |
| <p>Descripción:</p> | <p>Tubo color ámbar, no estéril, fondo redondo y sin graduaciones</p> |
| <p>Aplicaciones (Uso):</p> | <p>Almacenamiento de líquidos</p> |
| <p>Materiales:</p> | <p>Polipropileno (PP)</p> |
| <p>Dimensiones:</p> | <p> Altura: 75mm Diámetro: 12mm </p> |
| <p>Beneficios:</p> | <p> Material de alta resistencia al impacto y al uso de ácidos, álcalis y solventes. Resisten procesos de centrifugación de hasta 3000 RPM Autoclavables. Resistentes a temperatura de congelación Los tubos con las tapas de doble posición permite proporcionar condiciones aerobias y anaerobias </p> |
| <p>Presentaciones:</p> | <p>Disponible en color natural y azul</p> |
| <p>Origen:</p> | <p>Estados Unidos</p> |

www.labcarecolombia.com +57 3106888259 ventas@labcarecolombia.com