



CR 8-Strip Tubes, 0.2 ml, PP, Natural With Separate 8-Strip Flat Caps. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

| | |
|----------------------------|--|
| Imagen: |  |
| Referencia Interna: | GB PCR-STR-02F |
| Descripción: | Tubo plástico de PCR transparente en strip (tira de 8) de 0,2 ml con tapa plana, color natural. |
| Aplicaciones (Uso): | Contenención de líquidos sometidos a altas temperaturas, procesos de PCR y realizar lecturas fluorofotométricas en Termocicladores. |
| Beneficios: | <ul style="list-style-type: none">•Diseño de pared ultrafina (solo 0,2 mm de grosor) para una transferencia de temperatura óptima.•Certificado libre de DNasa, RNasa, DNA, inhibidores de PCR detectables y probado libre de pirógenos.•Tapas individuales adjuntas anidadas a 45° y fuertes enlaces entre los tubos para un fácil manejo y resistencia a las altas temperaturas.. |
| Presentaciones: | Disponible en tira de 12 tubos y en colores variados |
| Origen: | Estados Unidos |