

Tubo PP, Fondo Conico 15 ml, Con Tapa Azul, Graduacion Impresa Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 6284
Descripción:	Tubo para centrifuga con capacidad de 15 ml, tapa azul, graduaciones negras impresas cada 1 ml, espacio blanco para escritura y fondo cónico.
Aplicaciones (Uso):	Uso general, almacenamiento y transporte de líquidos, ideal para procesos de centrifugación
Materiales:	Tubo: Polipropileno hidrofóbico (PP) Tapa: Polipropileno (PP)
Dimensiones:	Altura: 120 mm Diámetro: 17 mm
Beneficios:	Resistente a temperaturas de -20°C - +121°C Autoclavable (sin la tapa) Esterilización con óxido de etileno
Presentaciones:	Disponible para volúmenes de 50 ml
Origen:	Estados Unidos