



**Tubo PP, Fondo Conico 15 ml, Con Tapa Azul, Graduacion Impresa Globe Scientific (USA).**

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia Interna:</b>	GB 111010
<b>Descripción:</b>	Tubo de fondo redondo con borde, graduado en 2.5 y 10 ml, capacidad para contener hasta 12 ml de líquidos. No autoclavable
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Contención de líquidos de hasta 12 ml
<b>Materiales:</b>	Poliestireno (PS)
<b>Dimensiones:</b>	Altura: 100 mm Diámetro: 16 mm
<b>Beneficios:</b>	Poliestireno de alta claridad. Resistente a procesos de centrifugación de hasta 1500 rpm. Graduado
<b>Presentaciones:</b>	Disponible también en Polipropileno
<b>Origen:</b>	Estados Unidos