

Tapón PE Ranurado, Verde, para Tubos de 13 mm. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<p>Imagen:</p>	
<p>Referencia Interna:</p>	<p>GB118240G</p>
<p>Descripción:</p>	<p>Tapón ranurado en color verde para tubo de ensayo de 13 mm. Cuentan con dos bridas flexibles que presionan firmemente contra la pared interior de los tubos.</p>
<p>Aplicaciones (Uso):</p>	<p>Cierre de tubos de ensayo</p>
<p>Materiales:</p>	<p>Polietileno de baja densidad (LDPE)</p>
<p>Dimensiones:</p>	<p> Altura total: 17.1 mm Diámetro en la base: 11.5 mm Diámetro superior: 11.35 mm </p>
<p>Beneficios:</p>	<p>Excepcional resistencia a las fugas en tubos de ensayo, tubos de centrifuga y cubetas redondas.</p>
<p>Presentaciones:</p>	<p>Disponible en colores variados: blanco, rojo, negro, naranja, azul, lavanda, amarillo, natural</p>
<p>Origen:</p>	<p>Estados Unidos</p>