



Tapón PE Ranurado, Azul, para Tubos de 13 mm. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB118240C
Descripción:	Tapón ranurado en color azul para tubo de ensayo de 13 mm. Cuentan con dos bridas flexibles que presionan firmemente contra la pared interior de los tubos.
Aplicaciones (Uso):	Cierre de tubos de ensayo
Materiales:	Polietileno de baja densidad (LDPE)
Dimensiones:	Altura total: 17.1 mm Diámetro en la base: 11.5 mm Diámetro superior: 11.35 mm
Beneficios:	Excepcional resistencia a las fugas en tubos de ensayo, tubos de centrífuga y cubetas redondas.
Presentaciones:	Disponible en colores variados: blanco, rojo, negro, naranja, verde, lavanda, amarillo, natural
Origen:	Estados Unidos