



**Contenedor Plástico para Muestras. 20 ml, Graduado, Diámetro 35 mm, Tapa Rosca Blanca. Globe Scientific (USA).**

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<p><b>Imagen:</b></p>	
<p><b>Referencia Interna:</b></p>	<p>GB 6518</p>
<p><b>Descripción:</b></p>	<p>Contenedor plástico, capacidad de 20 ml (0,67oz), marcas de graduación moldeadas cada 10 ml, con tapa rosca separada en color blanco</p>
<p><b>Aplicaciones (Uso):</b></p>	<p>Almacenamiento, recolección y transporte de líquidos, muestras, polvos y sólidos</p>
<p><b>Materiales:</b></p>	<p>Polipropileno (PP) y tapa rosca en Polietileno (PE)</p>
<p><b>Dimensiones:</b></p>	<p>Diámetro: 35 mm</p>
<p><b>Beneficios:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revestimiento interior diseñado para comprimirse contra las paredes superiores del recipiente, proporcionando un sello hermético.</li> <li>• Resistente a fugas</li> <li>• Su resistencia y cierre hermético lo hace ideal para uso en sistemas de tubos neumáticos de hospitales.</li> <li>• Soporta 95 kPa</li> </ul>
<p><b>Presentaciones:</b></p>	<p>Disponible para volúmenes de 40 ml, 60 ml, 90 ml , 120 ml</p>
<p><b>Origen:</b></p>	<p>Estados Unidos</p>

