



Contenedor Plástico para Muestras. 40 ml, Graduado, Diámetro 48 mm, Tapa Rosca Blanca. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 6520
Descripción:	Contenedor plástico, capacidad de 40 ml (1,34oz), marcas de graduación moldeadas cada 10 ml, con tapa rosca separada en color blanco
Aplicaciones (Uso):	Almacenamiento, recolección y transporte de líquidos, muestras, polvos y sólidos
Materiales:	Polipropileno (PP) y tapa rosca en Polietileno (PE)
Dimensiones:	Diámetro: 48 mm
Beneficios:	• Revestimiento interior diseñado para comprimirse contra las paredes superiores del recipiente, proporcionando un sello hermético. • Resistente a fugas • Su resistencia y cierre hermético lo hace ideal para uso en sistemas de tubos neumáticos de hospitales. • Soporta 95 kPa
Presentaciones:	Disponible para volúmenes de 20 ml, 60 ml, 90 ml , 120 ml
Origen:	Estados Unidos

