




Pipeta de Transferencia para Decantación Orina. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 3826
Descripción:	Pipeta plástica para transferir pequeños volúmenes de líquido de un recipiente o tubo de ensayo a otro .
Aplicaciones (Uso):	Transferir pequeños volúmenes de líquido de un recipiente a otro. Aislar 1 ml de sedimento de orina para su examen microscópico.
Materiales:	Polietileno de Baja Densidad (LDPE)
Beneficios:	Al utilizarse en conjunto con el tubo de centrifuga de 12 ml (GB 112040) y las láminas múltiples QuickRead precision Grid (GB 3800) ó QuickRead Precision Cell (GB 3805) estandariza y hace más sencillo el procedimiento y la lectura de los elementos celulares del sedimento en la técnica manual del Uroanálisis.
Presentaciones:	Caja x 500 unidades
Origen:	Estados Unidos