



**Ensayo de Aptitud (PT) Higiene. Pruebas de Superficie Mediante Técnicas de Hisopo - Patógenos. LGC Standards (UK)**

**Especificaciones Técnicas**

|   |  |
|---|--|
| <b>Referencia Interna:</b>  | LGC PT-HY-02   |
| <b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>   | 6  |
| <b>Eventos por Año:</b>   | Hasta 3  |
| <b>Meses de Participación:</b>  | Marzo - Julio - Noviembre  |
| <b>Número de Muestras por Evento:</b>   | 1  |
| <b>Informes Disponibles:</b>  | Reporte Individual.<br>Reporte Principal.<br>Reporte de Analito.<br>Reporte Interactivo.   |
| <b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>  |  |
| <p>Detección de Listeria species (Detección Directa)<br/> Detección de Listeria species (Detección de Hisopo)<br/> Detección de Listeria monocytogenes (Detección Directa)<br/> Detección de Listeria monocytogenes (Detección de Hisopo)<br/> Detección de Salmonella species (Detección Directa)<br/> Detección de Salmonella species (Detección de Hisopo)</p> |  |
| <b>Características de la Muestra:</b>   | Hisopo de Superficie (Patógenos)<br>Superficie Plástica con Tableta Liofilizada.<br>Requisitos de Almacenamiento:<br>Temperatura Ambiente 2°C a 8°C. |
| <b>Reporte de Resultados:</b>   | Internet - Portal LGC-AXIO.  |
| <b>Oportunidad del Reporte:</b>   | Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.   |
| <b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>   | Evaluación Cualitativa:<br>Comparación frente al resultado esperado.   |
| <b>Respaldo Regulatorio:</b>  | ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001<br>UKAS   |
| <b>Capacitación y Educación:</b>  | Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.  |
| <b>Origen:</b>  | Reino Unido  |