



Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Celularidad en Líquidos corporales

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 206
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	5
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo-Julio-Noviembre
Número de Muestras por Evento:	1 Muestra líquida
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
MN Mononucleares-PMN Polimorfonucleares-RBC-TC-BF Celulas nucleadas totales-WBC.	
Características de la Muestra:	Volumen de 3 ml Muestra líquida lista para uso Almacenar de 2° a 8°C
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días Partir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Media, SD, SDI, Incertidumbre
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos