



**Punta para Pipeta Con Filtro 1-50 uL, Estéril, Certificada, Universal, 54 mm. Graduada, Color Natural. Globe Scientific (USA).**

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<p><b>Imagen:</b></p>	
<p><b>Referencia Interna:</b></p>	<p>GB 150814</p>
<p><b>Descripción:</b></p>	<p>Punta de pipeta con filtro, certificada, estéril, universal, y compatible con amplia variedad de pipetas. Color natural</p>
<p><b>Aplicaciones (Uso):</b></p>	<p>Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 1-50ul</p>
<p><b>Materiales:</b></p>	<p>Fabricada en Polipropileno (PP) y Filtro en Polietileno (PE).</p>
<p><b>Dimensiones:</b></p>	<p>Longitud: 54 mm</p>
<p><b>Beneficios:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Universal, se adapta a las marcas de pipetas más populares.</li> <li>•Estéril y empacada en caja con tapa abatible.</li> <li>•Certificada Libre de RNasa, DNasa y pirógenos, disponibles para procedimientos de biología molecular.</li> <li>•No son esterilizables en autoclave.</li> <li>•Baja retención</li> </ul>
<p><b>Presentaciones:</b></p>	<p>Disponibles en racks para volúmenes de 0.1-10, 0,1-20 ul 1-200ul, 1-100ul, 1-300ul, 1-1250ul</p>
<p><b>Origen:</b></p>	<p>Estados Unidos</p>