



Punta para Pipeta Con Filtro 1-300 ul, Estéril, Certificada, Universal, 59 mm. Graduada, Color Natural. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 150825
Descripción:	Punta de pipeta con filtro, certificada, estéril, universal, y compatible con amplia variedad de pipetas. Color natural
Aplicaciones (Uso):	Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 1-50ul
Materiales:	Fabricada en Polipropileno (PP) y Filtro en Polietileno (PE).
Dimensiones:	Longitud: 54 mm
Beneficios:	<ul style="list-style-type: none">•Universal, se adapta a las marcas de pipetas más populares.•Estéril y empacada en caja con tapa abatible.•Certificada Libre de RNasa, DNasa y pirógenos, disponibles para procedimientos de biología molecular.•No son esterilizables en autoclave.•Baja retención
Presentaciones:	Disponibles en racks para volúmenes de 0.1-10, 0,1-20 ul 1-200ul, 1-100ul, 1-300ul, 1-1250ul
Origen:	Estados Unidos