



Tapa Rosca Transparente para Tubos 6032 y 6039 Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<p>Imagen:</p>	
<p>Referencia Interna:</p>	<p>GB 6136</p>
<p>Descripción:</p>	<p>Tapa rosca transparente para tubos con canales externos, sin anillo interior de silicona.</p>
<p>Aplicaciones (Uso):</p>	<p>Tapar tubos de almacenamiento de líquidos</p>
<p>Materiales:</p>	<p>Polipropileno (PP)</p>
<p>Dimensiones:</p>	<p>N/A</p>
<p>Beneficios:</p>	<p>Resistente a temperaturas de -196°C -120°C Proporciona el mismo coeficiente de expansión que los tubos Su borde interior lo hace resistente a fugas incluso en temperaturas cambiantes Su diseño, con faldón largo permite abrir los tubos en un solo giro</p>
<p>Presentaciones:</p>	<p>Disponible en colores variados. Bolsa * 1000</p>
<p>Origen:</p>	<p>Estados Unidos</p>