

Tapa Rosca Gris para Tubos 6032, 6033, 6039 Globe Scientific (USA)

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 6136L
Descripción:	Tapa rosca color lila para tubos con canales externos, sin anillo interior de silicona.
Aplicaciones (Uso):	Tapar tubos de almacenamiento de líquidos
Materiales:	Polipropileno (PP)
Dimensiones:	N/A
Beneficios:	Resistente a temperaturas de -196°C -120°C Proporciona el mismo coeficiente de expansión que los tubos Su borde interior lo hace resistente a fugas incluso en temperaturas cambiantes Su diseño, con faldón largo permite abrir los tubos en un solo giro
Presentaciones:	Disponible en colores variados. Bolsa * 1000
Origen:	Estados Unidos