



Punta para Pipeta Con Filtro 0,1-10 uL, Estéril, Certificada, Universal, 31 mm.Graduada, Color Natural. Globe Scientific (USA).

### Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia Interna:</b>	GB 150800
<b>Descripción:</b>	Punta de pipeta con filtro, certificada, estéril compatible con amplia variedad de pipetas. Color natural
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 0.1-10 ul
<b>Materiales:</b>	Fabricada en Polipropileno (PP) y Filtro en Polietileno (PE).
<b>Dimensiones:</b>	Longitud: 31 mm
<b>Beneficios:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Universal, se adapta a las marcas de pipetas más populares.</li><li>•Estéril y empacada en caja con tapa abatible.</li><li>•Certificada Libre de RNasa, DNasa y pirógenos, disponibles para procedimientos de biología molecular.</li><li>•No son esterilizables en autoclave.</li><li>•Baja retención</li></ul>
<b>Presentaciones:</b>	Disponibles en racks para volúmenes de 0.1-20ul, 1-50ul, 1-100ul, 1-200ul
<b>Origen:</b>	Estados Unidos