

## PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DEL DESEMPEÑO EN QUÍMICA CLÍNICA Y HEMATOLOGÍA. PEEC LABCARE

### Especificaciones Técnicas

<b>Referencia Interna:</b>	LAB PEEC-QH01		
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	44		
<b>Rondas por Año:</b>	4		
<b>Meses de Participación:</b>	Marzo - Junio - Septiembre - Diciembre		
<b>Número de Muestras por Ronda:</b>	Química Clínica: 1 muestra Hematología: 1 muestra		
<b>Informes Disponibles:</b>	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes		
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>			
<b>Química Clínica:</b>			
Acido Urico	Bilirrubina Total	Colesterol HDL	LDH
Albúmina	BUN	Creatinina	Potasio
Amilasa Total	Calcio	Fosfatasa Alcalina	Proteína Total
ALT	CK total	Gamma-GT	Sodio
AST	Cloro	Glucosa	Triglicéridos
Bilirrubina Directa	Colesterol Total	Hierro	
<b>*Incluye Hormonas y Marcadores Tumorales:</b>			
PSA Total	T3 Libre	T4 Total	T3 Total
TSH	T4 Libre	Vitamina B12	
<b>Hematología:</b>			
Hemoglobina	MCHC	Plaquetas	WBC
Hematocrito	MCV	RBC	<b>Dif. Automatizado</b>
MCH	MPV	RDW	(LY% - MO% - GRA%)
<b>Características de la Muestra:</b>	<b>Química Clínica:</b> Volúmen: 5,0 ml. Suero Liofilizado. <b>Hematología:</b> Volúmen: 2,5 ml. Sangre Total Líquida. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.		
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal PEEC.com.co		
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar		
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	<b>Evaluación cualitativa:</b> Concordancia (Satisfactorio/No Satisfactorio). % de Concordancia. Desempeño Actual y Acumulado. <b>Evaluación cuantitativa:</b> Media, SD, SDI, Incertidumbre.		
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón		
<b>Origen:</b>	Colombia		