



Ensayo de Aptitud (PT) Alimento Animal. Indicadores de Calidad Microbiológica y Probióticos. LGC Standards (UK).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	LGC PT-AF-07KB
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	5
Eventos por Año:	Hasta 1
Meses de Participación:	Julio
Número de Muestras por Evento:	2
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito. Reporte Interactivo.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
<p>Conteo Viable Total Enumeración de Enterobacterias Enumeración de coliformes Enumeración de Escherichia coli Enumeración de bacterias ácido lácticas</p>	
Características de la Muestra:	Alimento seco para mascotas/croquetas Requisitos de Almacenamiento: Temperatura Ambiente 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC-AXIO.
Oportunidad del Reporte:	Hasta 10 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cualitativa: z-Score - z´(z prime) Rango - SDPA Interpretación de la Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio-Cuestionable-Insatisfactorio Evaluación Cuantitativa: Comparación frente al resultado esperado.
Respaldo Regulatorio:	ISO/IEC 17043 - ISO/IEC 17025 - ISO 9001 UKAS
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Reino Unido