



Recipiente de Lavado Plástico PE, con Punta Dosificadora Moldeado Integral, Tapa de Rosca, 250 ml. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 601633
Descripción:	Botella de lavado exprimible con punta dispensadora moldeada integral y tapón de rosca, capacidad para 250ml
Aplicaciones (Uso):	Dispensación de líquidos
Materiales:	Botella: Polietileno de baja densidad (LDEP) Tapa: Polipropileno (PP)
Dimensiones:	N/A
Beneficios:	-Ancho de la base proporciona estabilidad. -Capacidad: 250 ml -El tapón de rosca de cada botella incluye un tapón de plástico que proporciona resistencia adicional a las fugas. -Fácil agarre, forma estable, -Tubo dispensador con tapón de cierre. -Puntos de etiquetado para seguridad
Presentaciones:	Disponible para capacidad de 500 ml
Origen:	Estados Unidos