



## Tapon PP, Transparente para Tubos de 12 mm Globe Scientific (USA).

### Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia Interna:</b>	GB 118139C
<b>Descripción:</b>	Tapon transparente para tubos de ensayo de 12 mm , color natural
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Sellar tubos de 12 mm
<b>Materiales:</b>	Polietileno (PE)
<b>Beneficios:</b>	Disponible colores variados para fácil identificación de la muestra Fabricados en Polietileno Resistente a temperaturas de -40°C a 90°C
<b>Presentaciones:</b>	Diseñados para tubos de 11mm, 12mm, 16mm y 17mm
<b>Origen:</b>	Estados Unidos