



Punta para Pipeta Automática 1-200 ul - 54 mm. Natural- en Bolsa Autostand Resellable. Globe Scientific (USA)

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

| | |
|----------------------------|---|
| Imagen: |  |
| Referencia Interna: | GB 151150 |
| Descripción: | Punta para pipeta certificada, color natural compatible con una amplia variedad de pipetas automáticas. |
| Aplicaciones (Uso): | Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 1,0 - 200ul |
| Materiales: | Polipropileno (PP) |
| Dimensiones: | Longitud: 54 mm |
| Beneficios: | Fabricada en sala limpia utilizando equipos totalmente automatizados. Certificado libre de RNasa, DNasa, DNA humano, pirógenos e inhibidores de PCR. Producida a partir de polipropileno virgen (PP) de grado médico. Graduada para medición precisa. Diseño de ajuste universal con ajuste hermético en la mayoría de las marcas de pipetas. |
| Presentaciones: | Disponible en bolsa * 1000 unidades, gradilla *96 |
| Origen: | Estados Unidos |