



Punta para Pipeta Automática 1-200 ul - Natural- en Gradilla de 96. Estéril. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 151150RS-96
Descripción:	Punta para pipeta certificada, estéril, color natural compatible con una amplia variedad de pipetas automáticas.
Aplicaciones (Uso):	Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 1,0 - 200ul
Materiales:	Polipropileno (PP)
Dimensiones:	Longitud: 54 mm
Beneficios:	<p>Fabricada en sala limpia utilizando equipos totalmente automatizados.</p> <p>Certificado libre de RNasa, DNasa, DNA humano, pirógenos e inhibidores de PCR.</p> <p>Producida a partir de polipropileno virgen (PP) de grado médico.</p> <p>Graduada para medición precisa.</p> <p>Diseño de ajuste universal con ajuste hermético en la mayoría de las marcas de pipetas.</p>
Presentaciones:	Disponible en gradilla *96, bolsa * 1000 unidades
Origen:	Estados Unidos