



Punta para Pipeta Automática 0.1 - 10 uL, Certificada, Universal, Natural, 31mm, Pipetman Style. Globe Scientific (USA).

### Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia Interna:</b>	GB 151154
<b>Descripción:</b>	Punta para pipeta certificada, universal, graduada, color natural. Compatible con una amplia variedad de pipetas automáticas.
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 0,1-10ul
<b>Materiales:</b>	Polipropileno (PP)
<b>Dimensiones:</b>	Longitud: 31 mm
<b>Beneficios:</b>	<p>Fabricada en sala limpia utilizando equipos totalmente automatizados.</p> <p>Certificado libre de RNasa, DNasa, DNA humano, pirógenos e inhibidores de PCR.</p> <p>Producida a partir de polipropileno virgen (PP) de grado médico.</p> <p>Graduada para medición precisa.</p> <p>Diseño de ajuste universal con ajuste hermético en la mayoría de las marcas de pipetas.</p>
<b>Presentaciones:</b>	Disponible en bolsa * 1000 unidades, gradilla *96,
<b>Origen:</b>	Estados Unidos