



Punta para Pipeta Automatica 1-300 UI - Color Natural, Graduada, 59 mm certificada Rack De 96. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 151151RF
Descripción:	Punta para pipeta certificada, universal, graduada, color natural. Compatible con una amplia variedad de pipetas automáticas.
Aplicaciones (Uso):	Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 1,0 - 300ul
Materiales:	Polipropileno (PP)
Dimensiones:	Longitud: 59 mm
Beneficios:	Fabricada en sala limpia utilizando equipos totalmente automatizados. Certificado libre de RNasa, DNasa, DNA humano, pirógenos e inhibidores de PCR. Producida a partir de polipropileno virgen (PP) de grado médico.- Graduada para medición precisa. Diseño de ajuste universal con ajuste hermético en la mayoría de las marcas de pipetas.
Presentaciones:	Disponible en bolsa gradilla *96, bolsa * 1000 unidades
Origen:	Estados Unidos