



**Punta para Pipeta Automatica 1-200 UI - Amarilla, Esteril en Gradillas de 96.
Globe Scientific (USA). Caja X 10 Gradillas X 96 Puntas**

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 151150 YRS
Descripción:	Punta para pipeta certificada, estéril, color amarillo compatible con una amplia variedad de pipetas automáticas.
Aplicaciones (Uso):	Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 1,0 - 200ul
Materiales:	Polipropileno (PP)
Dimensiones:	Longitud: 54 mm
Beneficios:	Fabricada en sala limpia utilizando equipos totalmente automatizados. Certificado libre de RNasa, DNasa, DNA humano, pirógenos e inhibidores de PCR. Producida a partir de polipropileno virgen (PP) de grado médico. Graduada para medición precisa. Diseño de ajuste universal con ajuste hermético en la mayoría de las marcas de pipetas.
Presentaciones:	Disponible en gradilla *96, bolsa * 1000 unidades
Origen:	Estados Unidos