



Punta para Pipeta Automatica 0,1-20 uL - Natural - Ultra Micro Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 151145
Descripción:	Punta para pipeta certificada, universal, color natural, longitud extendida. Compatible con amplia variedad de pipetas.
Aplicaciones (Uso):	Aspiración y dispensación de volúmenes de líquido entre 0,1-20ul
Materiales:	Polipropileno (PP)
Dimensiones:	Longitud: 45 mm
Beneficios:	Fabricada en sala limpia utilizando equipos totalmente automatizados. Certificado libre de RNasa, DNasa, DNA humano, pirógenos e inhibidores de PCR. Producida a partir de polipropileno virgen (PP) de grado médico. Graduada para medición precisa. Diseño de ajuste universal con ajuste hermético en la mayoría de las marcas de pipetas. Empaque: bolsa "autostanding" * 100 unidades.
Presentaciones:	Disponible en bolsa *1000 y rack *96
Origen:	Estados Unidos