



## Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) para Serología Celíaca. API (USA)

### Especificaciones Técnicas

<b>Referencia Interna:</b>	API 448
<b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>	16
<b>Eventos por Año:</b>	3
<b>Meses de Participación:</b>	Marzo, Julio, Noviembre
<b>Número de Muestras por Evento:</b>	2
<b>Informes Disponibles:</b>	Evaluación Comparativa Sumario de Participantes
<b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>	
Anti-DGP IgG - cuali. Anti-DGP IgA - cuali. Anti-DGP IgG - cuanti. Anti-DGP IgA - cuanti. Anti-DGP IgG - screen	Anti-DGP IgA - screen Anti-DGP/tTG IgG - screen Anti-DGP/tTG IgA - screen Anti-gliadin Anticuerpos IgG - cuali. Anti-gliadin Anticuerpos IgA - cuali.
	Anti-gliadin Anticuerpo IgG - cuanti. Anti-gliadin Anticuerpo IgA - cuanti. Anti-tTG Anticuerpos IgG - cuali. Anti-tTG Anticuerpos IgG - cuanti. Anti-tTG Anticuerpos IgA - cuali. Anti-tTG Anticuerpos IgA - cuanti.
<b>Características de la Muestra:</b>	Volúmen: 0,3 mL Suero. Aplica para métodos cualitativos, cuantitativos y screening. Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
<b>Reporte de Resultados:</b>	Internet - Portal API-PT
<b>Oportunidad del Reporte:</b>	Hasta 20 días a partir de la Fecha Límite para Reportar
<b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>	Evaluación cualitativa: Calificación (Aceptable/Inaceptable) % de Desempeño Actual y Acumulado Evaluación Cuantitativa Media, SD, Rango, SDI, Incertidumbre
<b>Respaldo Regulatorio:</b>	NA
<b>Capacitación y Educación:</b>	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
<b>Origen:</b>	Estados Unidos