



**Labcare**  
de Colombia



## Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Molecular Micobacterium Tuberculosis Resistente a Drogas. (1 Challenge). QCMD (UK).

### Especificaciones Técnicas

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Referencia Interna:</b>                                                            | QCM QAB194209_1                                                                                                                                                                                        |
| <b>Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:</b>                                     | 1                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Eventos por Año:</b>                                                               | 1                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Meses de Participación:</b>                                                        | Trimestre 3                                                                                                                                                                                            |
| <b>Número de Muestras por Evento:</b>                                                 | 8                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Informes Disponibles:</b>                                                          | Individual cualitativo.<br>(Tipificación Molecular).                                                                                                                                                   |
| <b>Mensurandos o Pruebas Disponibles</b>                                              |                                                                                                                                                                                                        |
| Detección y Diferenciación de cepas de Micobacterium Tuberculosis resistente a drogas |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Características de la Muestra:</b>                                                 | Volúmen 1,0 mL.<br>Formato matriz: Esputo y/o Esputo Sintético y/o LCR Sintético.<br>Origen: Cultivo y/o material clínico.<br>Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C                                  |
| <b>Reporte de Resultados:</b>                                                         | Internet - Portal ITEMS                                                                                                                                                                                |
| <b>Oportunidad del Reporte:</b>                                                       | Entre 15 a 30 días de la fecha de reporte                                                                                                                                                              |
| <b>Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:</b>                 | <b>Evaluación Cualitativa</b><br>Frecuencia de detección basado en el del grupo de pares.<br>Puntuación cualitativa de detección del panel.<br>Puntuación cualitativa por color.<br>Gráfico de barras. |
| <b>Respaldo Regulatorio:</b>                                                          | Acreditado ISO 17043                                                                                                                                                                                   |
| <b>Capacitación y Educación:</b>                                                      | Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón                                                                                                                                                   |
| <b>Origen:</b>                                                                        | Reino Unido                                                                                                                                                                                            |