

Cassette para Tejido. Tapa Adjunta Removible. 35°. Blanco. Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<p>Imagen:</p>	
<p>Referencia Interna:</p>	<p>GB 1094W</p>
<p>Descripción:</p>	<p>Cassette para muestra de tejido con tapa adjunta, color blanco, área de escritura con inclinación de 35°</p>
<p>Aplicaciones (Uso):</p>	<p>Incrustación de tejidos</p>
<p>Materiales:</p>	<p>Polioximetileno de alta densidad o poliacetal</p>
<p>Beneficios:</p>	<p>Amplia superficie de escritura texturizada con inclinación de 35°. Pestaña grande para el pulgar en la parte delantera del casete para facilitar la apertura. La tapa permanece unida para abrir y cerrar repetidamente. Caja dispensadora. La tapa se bloquea de forma segura en la base y mantiene las muestras seguras y protegidas.</p>
<p>Presentaciones:</p>	<p>500 *caja dispensadora, 2 *caja dispensadoras /caja</p>
<p>Origen:</p>	<p>Estados Unidos</p>