



Asa Redonda Estéril 10/1uL, Empacada Individualmente Globe Scientific (USA).

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 2850
Descripción:	Asa de inoculación rígida, estéril, para inóculo de 10uL & 1uL, color blanco, empacada individualmente. Cuenta con certificado de calibración
Aplicaciones (Uso):	Usada en la siembra de medios de cultivo
Materiales:	Poliestireno (PS)
Dimensiones:	Bucle de 10ul y 1ul
Beneficios:	<ul style="list-style-type: none">•Certificado de calibración incluido.•Esterilizado con rayos gamma.•Material fuerte y rígido para proporcionar estrías cómodas, estables y uniformes•Estéril
Presentaciones:	Disponible en Caja * 500
Origen:	Estados Unidos