

**Recipiente para Muestras Con Tapa, 480 ml, PP, Color Blanco. Globe Scientific (USA).**

**Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)**

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia Interna:</b>	GB 270016
<b>Descripción:</b>	Contenedor plástico multipropósito, color blanco con capacidad para 480 ml (16oz) con tapas separada plana y apilable
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Recolección, almacenamiento, transporte de líquidos, muestras biológicas, fluidos, polvos y sólidos.
<b>Materiales:</b>	Polipropileno (PP)
<b>Dimensiones:</b>	Altura: 7,62 cm Diámetro: 10.1 cm
<b>Beneficios:</b>	Tapas a presión resistentes a fugas, lo que facilita el almacenamiento a largo plazo. Tapa a presión fabricada en Poliestireno (PE) con revestimiento interior diseñado para comprimirse contra las paredes superiores del recipiente, proporcionando un sello hermético. Almacenamiento a temperatura ambiente.
<b>Presentaciones:</b>	Disponible en caja * 250 unidades
<b>Origen:</b>	Estados Unidos