



Lámina Cubre Objeto 22 mm X 22 mm. Globe Scientific (USA)

Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

Imagen:	
Referencia Interna:	GB 1404-10
Descripción:	Lámina cubreobjetos en vidrio 22mm x 22mm, espesor # 1.0.(0.14 mm). Cada oz contiene aproximadamente 168 láminas
Aplicaciones (Uso):	Cubrimiento de preparaciones en láminas portaobjetos
Materiales:	Vidrio
Dimensiones:	22 mm * 22 mm Espesor 0.14mm
Beneficios:	Cada caja de tapa abatible contiene un desecante y está cerrada al vacío en aluminio para evitar adherencia Vidrio resistente a químicos La uniformidad del vidrio garantiza una preparación y un examen consistentes de las muestras Incluye desecante para evitar humedad
Presentaciones:	Caja *10 oz
Origen:	Estados Unidos