



Lámina Cubre Objeto 24 \* 60 mm, espesor No. 1: 0.14 mm. Globe Scientific (USA).

### Especificaciones Técnicas (Ficha Técnica)

<b>Imagen:</b>	
<b>Referencia Interna:</b>	GB 1419-10
<b>Descripción:</b>	Lámina cubreobjetos en vidrio 24mm x 60mm, espesor # 1.0.(0.14 mm). Cada oz contiene aproximadamente 55 láminas
<b>Aplicaciones (Uso):</b>	Cubrimiento de preparaciones en láminas portaobjetos
<b>Materiales:</b>	Vidrio
<b>Dimensiones:</b>	24mm x 60mm Espesor 0.14mm
<b>Beneficios:</b>	Cada caja de tapa abatible contiene un desecante y está cerrada al vacío en aluminio para evitar adherencia Vidrio resistente a químicos La uniformidad del vidrio garantiza una preparación y un examen consistentes de las muestras Incluye desecante para evitar humedad
<b>Presentaciones:</b>	Caja *10 oz
<b>Origen:</b>	Estados Unidos