



Labcare
de Colombia



American
Proficiency
Institute

Control de Calidad Externo (Ensayo de Aptitud) Coagulación Suplementaria. API (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	API 281
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	15
Eventos por Año:	3
Meses de Participación:	Marzo - Julio - Octubre
Número de Muestras por Evento:	5
Informes Disponibles:	Evaluación comparativa Sumario de Participantes
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Actividad Antitrombina III Actividad Factor II Actividad Factor V Actividad Factor VII Actividad Factor VIII	Actividad Factor IX Actividad Factor X Actividad Factor XI Actividad Factor XII Plasminogeno
	Proteína C Proteína S Tiempo de Trombina Actividad Factor Von Willebrand Antígeno Factor Von Willebrand
Características de la Muestra:	Volúmen 1,0 ml. Plasma liofilizado Requisitos de Almacenamiento: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal API-PT
Oportunidad del Reporte:	Hasta 20 días apartir de la Fecha Límite para Reportar
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación cuantitativa. % de Desempeño Actual y Acumulado Media, SD, SDI, Incertidumbre.
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón
Origen:	Estados Unidos