

Ensayo de Aptitud (Control de Calidad Externo) para Velocidad de Sedimentación Globular. Certus (USA).

Especificaciones Técnicas

Referencia Interna:	PT-CL-HM-SR
Número de Mensurandos o Pruebas Evaluadas:	1
Eventos por Año:	12 (Distribuidos en 4 despachos de 3 muestras c/u)
Meses de Participación:	Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre.
Número de Muestras por Evento:	1
Informes Disponibles:	Reporte Individual. Reporte Principal. Reporte de Analito.
Mensurandos o Pruebas Disponibles	
Velocidad de Sedimentación globular	
Características de la Muestra:	Volumen: 5,0 mL Vial de sangre total Requisitos de Almacenamiento: Refrigerado: 2°C a 8°C.
Reporte de Resultados:	Internet - Portal LGC
Oportunidad del Reporte:	Hasta 7 días a partir de la fecha límite para reportar.
Principales Indicadores Estadísticos/Analíticos de Evaluación:	Evaluación Cuantitativa: z-Score Rango - SDPA Interpretación de Evaluación Cuantitativa: Satisfactorio, Cuestionable, Insatisfactorio.
Respaldo Regulatorio:	Acreditado ISO/IEC 17043:2010 - A2LA
Capacitación y Educación:	Labcare de Colombia - ACG - Dra. Alba Cecilia Garzón.
Origen:	Estados Unidos